

NORM-JECT注射器（进样针）不含乳胶，不含任何橡胶，无硅油、苯乙烯或者邻苯二甲酸酯以及DNA。这些注射器可以选择用在任何惰性或者不发生化学反应的环境下使用。由于它们的成分，它们是色谱和许多实验室其他程序的理想的选择。它们比橡胶头注射器更耐化学腐蚀，并且它们都是用实验室级的聚丙烯和聚乙烯加工而成。这些独特的塑料注射器有积极的安全停止功能，来防止意外泄露。NORM-JECT注射器都是单独的无菌包装。

| 名 称                        | 包装量   | 货 号        |
|----------------------------|-------|------------|
| 1 mL Luer Slip Tuberculin① | 100/盒 | 4010.200V0 |
| 2mL (3mL) 鲁尔套中心针尖          | 100/盒 | 4020.000V0 |
| 5mL (6mL) 鲁尔套中心针尖②         | 100/盒 | 4050.000VZ |
| 10mL (12mL) 鲁尔套偏心针尖 ②      | 100/盒 | 4100.000V0 |
| 20mL (24mL) 鲁尔套偏心针尖②       | 100/盒 | 4200.000V0 |
| 30 mL 鲁尔套偏心针尖              | 50/盒  | 4830001000 |
| 50mL (60mL) 鲁尔套偏心针尖 ②      | 30/盒  | 4850001000 |
| 2mL (3mL) 鲁尔锁针尖            | 100/盒 | 4020.X00V0 |
| 5mL (6mL) 鲁尔锁针尖 ②          | 100/盒 | 4050.X00V0 |
| 10mL (12mL) 鲁尔锁针尖 ②        | 100/盒 | 4100.X00V0 |
| 20mL (24mL) 鲁尔锁针尖 ②        | 100/盒 | 4200.X00V0 |
| 30 mL 鲁尔锁针尖                | 50/盒  | 4830003000 |
| 50mL (60mL) 鲁尔锁针尖 ②        | 30/盒  | 4850003000 |



① 剂量保护设计以及低死角空间的活塞能最大限度的减少浪费。

② 5mL的规格其刻度是最大到6 mL，10 mL的规格其刻度是最大到 12 mL，20 mL 的规格其刻度是最大到 24 mL，50 mL 的规格其刻度是最大到 60 mL。

## NORM-JECT Plastic Syringe Specifications

### Luer Slip

| cat. #     | Volume (mL) | Total Length (mm) | Length of Cylinder (mm) | Outside Diameter (mm) | Inside Diameter (mm) | Nozzle Configuration |
|------------|-------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 4010-200V0 | 1           | 94.8              | 84.7                    | 6.4                   | 4.69                 | Tuberculin           |
| 4020-000V0 | 3           | 74.9              | 65.1                    | 10.8                  | 9.65                 | Centric              |
| 4050-000VZ | 5           | 87                | 73.8                    | 13.7                  | 12.45                | Centric              |
| 4100-000V0 | 10          | 98.5              | 85.3                    | 17.3                  | 15.9                 | Eccentric            |
| 4200-000V0 | 20          | 115.1             | 102.4                   | 21.55                 | 20.05                | Eccentric            |
| 4830001000 | 30          | 132.5             | 105.2                   | 24.1                  | 22.9                 | Eccentric            |
| 4850001000 | 50          | 150               | 120.3                   | 30.9                  | 29.2                 | Eccentric            |



### Luer Lock

| cat. #     | Volume (mL) | Total Length (mm) | Length of Cylinder (mm) | Outside Diameter (mm) | Inside Diameter (mm) | Nozzle Configuration |
|------------|-------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 4020-X00V0 | 3           | 74.9              | 65.1                    | 10.8                  | 9.65                 | Centric              |
| 4050-X00V0 | 5           | 87                | 73.8                    | 13.7                  | 12.45                | Centric              |
| 4100-X00V0 | 10          | 98.5              | 85.3                    | 17.3                  | 15.9                 | Centric              |
| 4200-X00V0 | 20          | 115.1             | 102.4                   | 21.55                 | 20.05                | Centric              |
| 4830003000 | 30          | 132.5             | 105.2                   | 24.1                  | 22.9                 | Centric              |
| 4850003000 | 50          | 150               | 120.3                   | 30.9                  | 29.2                 | Centric              |